

## 1575146 - Smart assist ISO RFID ou Chip Card



### Déscription

Smart assist ISO RFID ou carte à puce, à utiliser avec les appareils Tergumed / Compass de la marque Proxomed. Écran tactile de 8".

Un concept pour des tests et des entraînements médicaux biomécaniquement sains dans le cadre de la rééducation du dos. Concept d'entraînement du dos basé sur des données probantes avec un suivi en temps réel pour chaque patient sur chaque appareil d'exercice.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Proxomed
<b>sku</b>	1575146
<b>Type d'emballage</b>	Pièce