

## 1600125 - Vital Kiosk



### Déscription

Le module kiosque d'autodiagnostic médical fait partie de la plateforme numérique Well@Home, qui permet aux patients d'effectuer leurs prélèvements validés de paramètres vitaux et de questionnaires de manière autonome, sans l'intervention d'un professionnel de santé. Avec plus de 500 000 patients dans différents hôpitaux, le kiosque d'autodiagnostic a montré que 1,5 ETP de personnel infirmier peut être économisé ou réaffecté chaque année. Le kiosque saisit immédiatement les données enregistrées dans le DME, ce qui simplifie le travail de tout le personnel hospitalier. Le kiosque est un système médical approuvé par la CE et est conforme à toutes les normes du GDPR.

### Principaux avantages

- Libère du temps pour que les infirmières puissent se consacrer à d'autres activités, ce qui permet de remédier indirectement à la pénurie d'infirmières que l'on observe dans les hôpitaux du monde entier ...
- Élimine la nécessité d'une saisie manuelle des données par le personnel hospitalier.
- Accroît l'engagement du patient dès le début de son parcours.
- Consultation plus rapide, moins de temps d'attente dans la salle d'attente
- Connectivité API avec tout DME

### Comment cela fonctionne

- Les patients s'assoient sur le kiosque et suivent les étapes sur l'écran tactile
- L'écran guide les personnes à travers les étapes simples pour faire fonctionner les dispositifs médicaux sur le kiosque
- Les résultats des mesures sont transmis au système interne de données sur les patients de votre établissement, ou imprimés sur un ticket
- Les médecins peuvent accéder aux données et les utiliser dans le cadre d'une thérapie

## Spécifications

<b>Marque</b>	bewell
<b>SKU leverancier</b>	K-VITAL
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce