


1543931 - Housse pour coussin de Positionnement Long - 26 x 35 cm x 280 cm - 1 pc



Déscription

Housse amovible en coton et lavable en machine.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RCM12288
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
Composition	Coton
Couleur housse	Bleu
Lavable	60°
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	Coton
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce