

## 1561462 - Chaise de douche Swift Mobil 2 -réglable en hauteur - Tilt version avec appui-tête - 1 pc



### Déscription

Conçu en tenant compte des besoins des soignants et des utilisateurs. Il répond aux nombreux défis auxquels les soignants sont confrontés dans leur travail quotidien et offre le confort et la sécurité dont les utilisateurs ont besoin pour se sentir en sécurité.

#### Fonction unique d'inclinaison dans l'espace

Le Swift Mobil Tilt-2 possède une fonction unique d'inclinaison dans l'espace qui offre à l'utilisateur plus de sécurité et une position de travail ergonomique pour le soignant. La fonction d'inclinaison de  $-5^{\circ}$  à  $+35^{\circ}$  peut être utilisée des deux côtés du fauteuil. Cela permet au soignant de rassurer l'utilisateur lors du basculement.

#### Accessibilité et confort

Grâce à un excellent accès autour de la zone d'assise, les soins personnels sont plus faciles pour le soignant et peuvent être effectués avec dignité pour l'utilisateur. Des coussins de siège extra doux sont disponibles pour les utilisateurs sensibles. Le dossier souple et à séchage rapide du Swift Mobil-2 et les repose-pieds incurvés ajoutent au confort de l'utilisateur.

#### Convient à de nombreux utilisateurs

La chaise douche-toilette est adaptable à de nombreux besoins et tailles d'utilisateurs. Il a un poids maximal généreux de 160 kg en standard et est réglable en hauteur (50-65 cm). Les accoudoirs sont réglables en hauteur et en largeur et les repose-pieds réglables en hauteur et rabattables sont également disponibles dans une version plus courte.

#### Etac Swift Mobil Tilt-2 XL pour les grands utilisateurs

Un modèle avec un cadre dorsal plus large et des adaptateurs d'élargissement pour les supports de jambes est disponible, offrant 6 cm de plus entre les accoudoirs et 12 cm de plus pour les jambes.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Etac
<b>SKU leverancier</b>	E80229410
<b>Roues</b>	Oui
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Composition</b>	Châssis : tube d'acier revêtu Siège/accoudoirs : polypropylène ; Dossier : polyester/ Velcro ; Plaques de pieds : polypropylène ; Roues, roulement à billes : polyamide/TPE.
<b>Accoudoirs</b>	Oui
<b>Dossier</b>	Oui
<b>Catégorie toilette ou douche</b>	Accessoire de douche fauteuil roulant
<b>Nombre de freins</b>	4 freins
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce