

1501122 - 3M™ Comply™ tape de stérilisation - autoclave - 12 mm 55 m - 42 pcs



Déscription

Les rubans indicateurs 3M™ Comply™ sont conçus pour être utilisés avec la stérilisation à la vapeur d'eau comme méthode de fixation des emballages et pour identifier les articles traités des articles non traités. Le ruban peut être utilisé avec les emballages jetables et réutilisables. Sans plomb.

Spécifications

Marque	3M™
sku	1501122
Méthode de stérilisation	Vapeur
Taille	12 mm x 55 m
Type d'emballage	Boîte