

## 1561362 - Intrafix SafeSet® - trousse à perfusion - air luer lock - tubulure 180 cm - 1 x 100 pcs



### Déscription

L'Infrac SafeSet® comprend un capuchon de protection primeStop à l'extrémité de la ligne, qui empêche la membrane hydrophobe et antibactérienne de laisser échapper du liquide et assure la purge automatique de la ligne de perfusion. De plus, il y a un pic de perçage pour faciliter le perçage et un évent de bouchon anti-bactérien. Il comprend également une chambre de pompe flexible pour un réglage facile et rapide du niveau de liquide. En ce qui concerne la résistance à la pression, il peut supporter jusqu'à 2 bars et convient aux pompes à perfusion.

Membrane AirStop dans la chambre d'égouttage :

- Membrane filtrante ? 15 µm pour se protéger des grosses particules.
- Agit comme une barrière ; la pénétration de l'air dans le tuyau de raccordement est empêchée.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Braun
<b>Dimensions du produit</b>	L 180 cm
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Composition</b>	Tube: PVC
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte