

## 1106364 - Seca 877 pèse-personne digitale avec fonction mère- enfant - classe III - 200 kg - 1 pc



### Déscription

Les balances destinées à un usage mobile doivent avant tout être légères. Avec seulement 4.2 kilos et des dimensions extrêmement compactes, la seca 877 est un parfait exemple. Cela ne l'empêche d'ailleurs pas d'être particulièrement robuste et d'avoir une capacité de 200 kilos. Quatre grands pieds réglables en garantissent la stabilité inébranlable. Même quand on pèse les enfants en bas âge dans les bras de leurs parents. La TARE du poids de l'adulte est alors assurée par la fonction TARE-mère activée en appuyant sur la touche correspondante.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Non
<b>Poids max.</b>	200 kg
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Taxe Bepat</b>	0.06 EUR
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Oui
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1106364
<b>Classe pèse personnes</b>	Classe III
<b>Gradation pèse-personnes</b>	100 g < 150 kg > 200 g
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-personnes plats numériques