

1533192 - Chaise percée Ilse avec seau visible - sur roulettes - noir - 1 pc



Déscription

Le siège de toilette de **Vermeiren** est pratique et facile à utiliser. Il est fabriqué en acier inoxydable et son revêtement est lavable. Outre l'hygiène, le confort est optimal avec ce siège de toilette. Il est équipé de quatre roulettes, dont deux avec frein, et d'accoudoirs rabattables.

Spécifications

Marque	Vermeiren
Composition	Chaise de nuit en acier inoxydable, seau en plastique (autoclavable), siège en PVC - bois + mousse
Catégorie toilette ou douche	Chaise de toilette
Couleur	Noir
Couleur châssis	Gris foncé
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce