

## 1011290 - Lames de bistouri nr 15 - stériles - 1 x 100 pcs



### Déscription

Le n° 15 a un petit tranchant incurvé et est le couteau à bistouri le plus populaire, idéal pour faire des incisions courtes et précises.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Swann Morton
<b>Composition</b>	Acier inoxydable
<b>Stérile</b>	Oui
<b>Normes</b>	ISO 1385:2016
<b>Numéro du bistouri</b>	15
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Boîte