


1006122 - Ciseaux iris - droits - 11 cm - 1 pc



Déscription

Les ciseaux à iris sont de petits ciseaux dont la pointe est petite et très pointue. Cet instrument convient donc parfaitement à un usage professionnel intensif. Ces ciseaux sont utilisés dans de nombreuses disciplines médicales, mais ils trouvent leur origine dans la chirurgie ophtalmologique.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Marque | Griffioen |
| Dimensions du produit | L 11 cm |
| Composition | Acier inoxydable |
| Normes | ISO 13485:2016 |
| Forme des instruments | Droit |
| Point des instruments | Pointu - Pointu |
| Qualité instruments | Standard |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |
| Type de ciseaux | Ciseaux Iris |