

## 1104566 - Tensiomètre manuel 767 - modèle mural - 2 tuyaux - brassard Flexiport taille 11 - 1 pc



### Déscription

Fondé sur l'expérience de près d'un siècle de Welch Allyn dans la fabrication et la conception de technologies novatrices pour la mesure de la tension artérielle, le tensiomètre anéroïde 767 est le produit de choix pour obtenir des mesures précises et fiables partout dans votre établissement. L'ergonomie améliorée et la nouvelle conception moderne facilitent l'utilisation du tensiomètre anéroïde, qui a été conçu pour assurer l'efficacité du flux de travail du personnel et de l'établissement. Le cadran encastré comporte des chiffres gravés au laser et une flèche nettement visible, ce qui permet d'obtenir des mesures précises certifiées pour réduire les erreurs et améliorer la prise en charge des patients.

### Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>sku</b>	1104566
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres anéroïdes