


1576390 - Detectaplast® premium - bleu - 2 x 12 cm - 1 x 100 pcs

Detectaplast®

20 X 120 mm



100 pcs/box

Déscription

Une gamme de pansements conformes aux normes HACCP pour l'utilisateur professionnel de l'industrie alimentaire, de la restauration et de la restauration collective.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|--|
| Marque | Detectaplast |
| Dimensions du produit | L 2 cm, L 12 cm |
| Stérile | Non |
| Compresse | Oui |
| Perforé | Non |
| Composition | Constitué d'un matériau PU (polyuréthane) très résistant et sans latex |
| Couleur | Bleu |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Boîte |