

1552675 - Manumed Verticalisation - 2-parties - modèle 724 électrique sans rail de fixation



Déscription

Particulièrement conçue pour amener les patients de la position horizontale à la verticale entre 0 et 90°. La table idéale pour les pathologies neuro-motrices. Les enfants peuvent aussi être verticalisés en toute sécurité. La table de verticalisation existe en 1 partie ou 2 parties.

- Verticalisation de 0 à 90°
- Compatible pour enfants
- Verticalisation réglable électriquement
- Grandes roues pour un déplacement sécurisé
- Sans rail de fixation central pour jambes

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
Dimensions du produit	L 67 cm, L 202 cm
Hauteur	55 - 106 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Capacité de levage	175 kg
sku	1552675
Accoudoirs	Qui
Fente nasale triangulaire	Fente nasale allongée
Nombre de parties	2-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce