

1543524 - MG 100 appareil de massage par tapotement et infrarouge - 1 pc



Déscription

Masseur à tapotement avec lumière infrarouge pour les individus et les couples, le masseur à 2 têtes offre un massage relaxant avec une chaleur infrarouge en option. Vous pouvez également utiliser l'appareil pour un massage de la tête, dispose de 5 niveaux réglables. Le boîtier est en aluminium sablé.

- 2 accessoires interchangeables
- 4 programmes de massage (start, active, vital et relax)
- 2 poignées antidérapantes
- Affichage des fonctions éclairé en bleu

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 15 cm, H 16 cm, L 45 cm
SKU leverancier	64903
Puissance	20 W
Fonction de chaleur	Non
Chaleur infrarouge	Oui
Programmes de massage	4
Nombre de fonctions	2
Nombre de têtes de massage	2
Alimentation	Alimentation secteur
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce