

## 1543524 - MG 100 appareil de massage par tapotement et infrarouge - 1 pc



### Déscription

Masseur à tapotement avec lumière infrarouge pour les individus et les couples, le masseur à 2 têtes offre un massage relaxant avec une chaleur infrarouge en option. Vous pouvez également utiliser l'appareil pour un massage de la tête, dispose de 5 niveaux réglables. Le boîtier est en aluminium sablé.

- 2 accessoires interchangeables
- 4 programmes de massage (start, active, vital et relax)
- 2 poignées antidérapantes
- Affichage des fonctions éclairé en bleu

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Dimensions du produit</b>	L 15 cm, H 16 cm, L 45 cm
<b>SKU leverancier</b>	64903
<b>Puissance</b>	20 W
<b>Fonction de chaleur</b>	Non
<b>Chaleur infrarouge</b>	Oui
<b>Programmes de massage</b>	4
<b>Nombre de fonctions</b>	2
<b>Nombre de têtes de massage</b>	2
<b>sku</b>	1543524
<b>Alimentation</b>	Alimentation secteur
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce