

## 1104363 - Seca 803 pèse-personne digitale - 150 kg - 1 pc



### Déscription

La ligne classique et épurée du modèle de base fait tourner les têtes et le revêtement en caoutchouc de haute qualité est agréable au toucher. Il est également très facile de lire les poids sur l'écran, car les chiffres de l'écran LCD sont exceptionnellement grands.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Non
<b>Poids max.</b>	150 kg
<b>Avec tige de mesure</b>	Non
<b>Indication de l'IMC</b>	Non
<b>Taxe Bemat</b>	0.06 EUR
<b>Fonction de mise en marche automatique</b>	Oui
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>Classe pèse personnes</b>	n/a
<b>Gradation pèse-personnes</b>	100 g
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Pèse-personnes plats numériques