

1104363 - Seca 803 pèse-personne digitale - 150 kg - 1 pc



Déscription

La ligne classique et épurée du modèle de base fait tourner les têtes et le revêtement en caoutchouc de haute qualité est agréable au toucher. Il est également très facile de lire les poids sur l'écran, car les chiffres de l'écran LCD sont exceptionnellement grands.

Spécifications

Marque	Seca
Mémoire	Non
Calibré	Non
Poids max.	150 kg
Avec tige de mesure	Non
Indication de l'IMC	Non
Taxe Bemat	0.06 EUR
Fonction de mise en marche automatique	Oui
Fonction d'arrêt automatique	Oui
Classe pèse personnes	n/a
Gradation pèse-personnes	100 g
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce
Type d'échelle	Pèse-personnes plats numériques