

1023978 - Cold/Hot Pack Universel - 12 x 29 cm - 1 pc



Déscription

Cold/Hot Pack avec remplissage de gel bleu respectueux de l'environnement pour un traitement approprié pendant le traitement froid/chaud. Le sac en PE durable reste flexible à des températures inférieures à zéro.

Spécifications

Marque	Dahlhausen
Composition	PE, eau, épaississant, sodium, carboxyméthylcellulose - E133
Stérile	Non
	Non
sku	1023978
Taille	12 x 29 cm
Type d'emballage	Pièce