

1007589 - Brassard velcro + poumon avec tuyau 2-en-1 - enfants - 1 pc



Déscription

Brassard à velcro convenant à tous les tensiomètres numériques Boso. Il est important de choisir le bon brassard pour obtenir des résultats fiables et précis.

Spécifications

Marque	BOSO
Compatible avec	Boso Classico; Boso Classic
Portée du brassard	14 - 21 cm
Groupe cible	Enfants
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille du brassard	S
Type d'emballage	Pièce
type de brassard	Crochet velcro