

## 1533378 - Benjamin ComfyNest - Large - 1 pc



### Déscription

#### Offre soutien et enveloppement aux bébés

#### Avantages du Benjamin ComfyNest :

- Le rouleau intérieur, flexible et souple, permet de réduire ou d'agrandir facilement le nid.
- Les quatre bandes offrent de nombreuses possibilités de soutenir le bébé dans la bonne position et de l'envelopper par le dessus. Les bandes aident le bébé à maintenir la position de la ligne médiane. Elles peuvent être attachées autour du bébé et du nid en ligne droite ou en croix.

#### Informations pratiques concernant le Benjamin ComfyNest :

- Le ComfyNest est disponible en deux tailles : Small (500 à 1 500 grammes) et Large (1 500 à 2 500 grammes).
- Il se compose d'un rouleau intérieur hydrofuge, rempli de granulés et d'une housse lavable et amovible.
- Un matériau antidérapant est placé en dessous des éléments.
- Les housses extérieures sont fabriquées dans un tissu à la technologie avancée qui consiste en un mélange de polyester et de coton. Ce tissu sèche quatre fois plus vite que le coton, ne se décolore pas, ne rétrécit pas et reste inodore. sèche quatre fois plus vite que le coton, ne se décolore pas, ne rétrécit pas et reste inodore.

Il a été scientifiquement prouvé que les bébés prématurés placés dans un nid maintiennent mieux leur température corporelle et donc se développent mieux. L'enveloppement offert par le nid a un effet positif sur la respiration et le calme émotionnel. Le positionnement et l'enveloppement limitent le stress, favorisent un comportement de sommeil sain et le développement neurologique. Le ComfyNest et ses accessoires sont conçus pour positionner, soutenir et contenir le bébé prématuré ou ayant un poids de naissance faible dans différentes positions. Il permet de positionner le bébé dans une orientation médiane et favorise ainsi le contact main-bouche et main-main, ce qui rendra le bébé plus à l'aise et plus apte à s'autoréguler. Dans le ComfyNest, un bébé peut être pesé, déplacé, examiné et transporté, ce qui minimise le stress.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Benjamin Care
<b>SKU leverancier</b>	BCN-001-001_L
<b>Taille</b>	L
<b>Type d'emballage</b>	Pièce