

1542120 - Schiller DS20 station diagnostique 12 dérivationes ECG



Déscription

Design pratique et moderne réunissant les fonctions les plus courantes

Le DS20 détecte immédiatement les capteurs branchés et affiche automatiquement la valeur correspondante. Cette opération rapide permet de facilement rajouter ou de supprimer des paramètres. La station diagnostique DS20 est un appareil réseau muni d'une connectivité sans interruption avec les systèmes DME, PACS, SIH ainsi que le système d'information de cardiologie SEMA3 de Schiller.

Spécifications

Marque	Schiller
sku	1542120
Type d'emballage	Pièce