

1000016 - Micro-Fine™ aiguilles pour stylo injecteur - 31G x 5 mm - lila - 100 pcs



Déscription

Les aiguilles pour stylo BD Micro-Fine™ sont compatibles avec tous les stylos de traitement du diabète, quel que soit le stylo ou l'insuline utilisés. Les aiguilles du stylo sont conçues pour injecter la dose complète d'insuline sans colmatage, blocage ou fuite. Ils contiennent un lubrifiant pour améliorer la pénétration cutanée et augmenter le confort du patient. De plus, l'aiguille est électroplée de qualité chirurgicale pour plus de douceur, le diamètre maximal de l'aiguille se traduit par un meilleur débit d'insuline et moins de force de poussée lors de l'injection. Selon la longueur de l'aiguille que vous utilisez, une certaine technique d'injection est recommandée pour garantir que l'insuline est toujours injectée par voie sous-cutanée. Convient aux patients diabétiques de type 2.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | BD |
| Stérile | Oui |
| Longueur de l'aiguille | 5 mm |
| Diamètre aiguille | 0.25 mm |
| Mécanisme de sécurité | Non |
| Couleur | Pourpre |
| Dimensions | 31G x 5 mm |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Boîte |