

1610407 - Pince à biopsie du col Gyn & Stich - stérile - 10 pcs



Déscription

La pince à biopsie **Gyneas** Gyn&Tisch présente la même qualité que les instruments réutilisables et est fabriquée en acier inoxydable.

Avantages

- Emballage individuel stérile
- Poignée ergonomique
- Facilite la prise d'échantillons
- Pas besoin de stériliser l'instrument

Spécifications

Marque	Gyneas
Composition	Acier inoxydable
sku	1610407
Stérile	Oui
Qualité instruments	Jetable et stérile
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte