

1014748 - Chariot fermé avec poubelle Wasty - 2 supports sac avec pédale - 1340 x 680 x 1150 mm - 1 pc



Déscription

Une combinaison de porte-sacs ISEO et d'une armoire en acier inoxydable. Les couvercles des porte-sacs doivent être ouverts manuellement. Les sacs de collecte du linge sale sont séparés des casiers à linge propre par une armoire en acier inoxydable. Il y a 2 étagères réglables. Une porte avec ouverture à 270° et fermeture à clé. L'étagère supérieure avec rail de collecte sert également de barre de poussée.

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 68 cm, H 115 cm
Profondeur du produit	134 cm
Nombre de roues	4
Pédale	Oui
Composition sacs	2 x 2 (en carré)
Configuration linge sale	2 sacs
Matériel	Inox
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce