

1550959 - Patient individual - bocal pour Aspirator Aspira 1 - 800 ml - 1 pc



Déscription

Ensemble d'accessoires pour les extracteurs de bave Flaem Aspira Basic. Le set se compose d'un récipient d'une capacité de 800 ml, d'un filtre antibactérien et d'un tube d'évacuation.

Spécifications

Marque	Flaemnuova
Volume de la gobelet	800 ml
sku	1550959
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce