

1559643 - Sangles poignets et chevilles Comfort - 1 paire



Déscription

Ce type Comfort Limb Holders a été conçue pour les poignets et les chevilles: le système de fermeture se fait à l'aide de boucles et velcro. Lavable en machine.

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFL15600
Options nécessaires	Ne s'applique pas
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1559643
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Velcro + clips
Largeur ceinture	Ne s'applique pas
Largeur sangles	5 cm
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille de fixation	S – M
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation cheville et poignet
Usage de la fixation	Au lit/brancard