

## 1559643 - Sangles poignets et chevilles Comfort - 1 paire



### Déscription

Ce type Comfort Limb Holders a été conçue pour les poignets et les chevilles: le système de fermeture se fait à l'aide de boucles et velcro. Lavable en machine.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RFL15600
<b>Options nécessaires</b>	Ne s'applique pas
<b>Normes</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>Catégorie de fixation</b>	Ceintures
<b>Fermeture</b>	Velcro + clips
<b>Largeur ceinture</b>	Ne s'applique pas
<b>Largeur sangles</b>	5 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille de fixation</b>	S – M
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de fixation</b>	Fixation cheville et poignet
<b>Usage de la fixation</b>	Au lit/brancard