

1550211 - Schiller Cardiovit AT-102 G2



Déscription

Le CARDIOVIT AT-102 G2 est équipé d'un écran couleur 8" et de touches de fonction tactiles. Par ailleurs, grâce à son clavier alphanumérique avec surface scellée permettant un nettoyage aisé, cet appareil convient parfaitement aux pratiques cliniques courantes. La «batterie intelligente» garantit plus de 8 heures d'enregistrements ECG, y compris une impression aux 15 minutes.

La communication bidirectionnelle permet d'accéder facilement aux données et de transférer rapidement des rapports ECG vers les systèmes SIH/DME. La connectivité Wi-fi et LAN, l'affichage ECG sur un large écran ainsi qu'une grande capacité de mémoire permettent d'effectuer un flux de travail sans papier en plus de réaliser d'importantes économies. Lorsqu'un rapport imprimé s'avère nécessaire, il est possible d'effectuer une impression en format A4 sur l'imprimante thermique à haute résolution.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Schiller |
| sku | 1550211 |
| Options ECG | CCAA ETM |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Pièce |