

1560111 - Tabouret de douche Swift modèle bas avec dossier et accoudoirs - gris - 1 pc



Déscription

Swift est une gamme de tabourets et de chaises primée à plusieurs reprises, conçue dans un souci de fonctionnalité et de simplicité. Le tabouret de douche de base peut être facilement transformé en chaise de douche complète, selon les besoins de l'utilisateur. Stable sur n'importe quel sol. Le Swift a une construction unique qui s'adapte aux sols non nivelés grâce à une flexibilité intégrée. Les patins souples s'adaptent au sol et offrent une excellente adhérence. Toutes ces caractéristiques contribuent à la sécurité des utilisateurs.

Spécifications

Marque	Etac
SKU leverancier	E81701460
Composition	Polypropylène, aluminium
Hauteur réglable	Oui
sku	1560111
Couleur	Gris
Forme	Rectangulaire
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce