

## 1618162 - SpineTechnics SOLID - table de traitement en 2 parties - électrique



### Déscription

Cette table de traitement solide à 2 sections de SpineTechnics est spécialement conçue pour **une clinique spécialisée dans le traitement de l'obésité** et offre un soutien maximal ainsi qu'un confort optimal pour les patients et les soignants. La table est équipée d'un **appui-tête réglable avec ouverture pour le visage**, facilement ajustable pour un confort de couchage optimal.

Grâce au réglage **électrique de la hauteur**, la hauteur de travail peut être ajustée sans effort, garantissant ainsi une posture ergonomique. La table est robuste et puissante, avec une capacité impressionnante de supporter et de soulever jusqu'à 350 kg, idéale pour les patients de forte corpulence.

De plus, la table est dotée de **pieds antidérapants réglables en hauteur**, offrant une stabilité supplémentaire sur tous types de sols.

**Le cadre robuste Classic** garantit durabilité et fiabilité pour une utilisation à long terme. De plus, chez SpineTechnics, vous bénéficiez d'une **garantie de 10 ans** sur ce cadre solide.

La **commande au pied** permet de régler facilement la hauteur sans interrompre les traitements.

*Disponible dans une variété de couleurs standard ou en Silvertex, comme indiqué dans le document palette de couleurs ci-dessous.*

## Spécifications

<b>Marque</b>	Spinetechnics
<b>Hauteur</b>	48 - 98 cm
<b>Roues incluses</b>	Oui
<b>Porte-rouleau de papier inclus</b>	Non
<b>Capacité de levage</b>	350 kg
<b>Accoudoirs</b>	Non
<b>Contrôle de hauteur standard</b>	Commande phérieférique
<b>Fente nasale triangulaire</b>	Fente nasale allongée
<b>Nombre de parties</b>	2-parties
<b>Pli électrique</b>	Non
<b>Réglage de la hauteur</b>	Electrique
<b>Table type pièce</b>	Partie tête
<b>Type d'emballage</b>	Pièce