

1603853 - Tena Flex plus XL - tour de hanches 105-153 cm - 3 x 30 pcs



Déscription

TENA ProSkin Flex Plus est un change complet absorbant révolutionnaire avec ceinture conçu pour des changements de protections simplifiés et ergonomiques pour le soignant et une sécurité élevée pour l'utilisateur. Les produits d'incontinence ultra absorbants sont idéaux pour les personnes confrontées à une incontinence forte. Le change est maintenu en place par un système de fixation facile unique fixant la protection à la ceinture. La ceinture douce et élastique ComfiStretch™ s'ajuste facilement à toutes les morphologies, pour un ajustement confortable et une excellente sécurité anti-fuites.

- Pouvoir absorbant: 6/8
- COMFISstretch™
- Ouverture FingerLift™
- Fixation ajustable

Spécifications

Marque	essity_tena
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Carton