

1603857 - Cuticell® Classic compresse de gaze - 10 x 40 cm - stérile - 10 pcs



Déscription

Cuticell® Classic la compresse de paraffine stérile présente une adhérence minimale, maintient le lit de la plaie humide et permet à l'exsudat de s'écouler naturellement. Elle est indiquée pour de nombreuses plaies superficielles telles que les brûlures, les lacérations et certains ulcères.

Spécifications

Marque	BSN
Composition	Paraffine
Stérile	Oui
Couches	1 couche
Méthode de sterilisation	Rayonnement (E-beam)
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Taille	10 x 40 cm
Type d'emballage	Boîte