

**1560123 - Sonde pour femme PVC - usage unique - noir - CH12 - 23
cm - stérile - 100 pcs**



Déscription

Sonde en PVC pour les femmes stériles pour le drainage intermittent de la vessie. Les sondes sont dotées de deux yeux et d'un embout doux et arrondi pour l'insertion. Ce produit ne contient pas de latex et est emballé individuellement.

Spécifications

Marque	Pennine
Composition	PVC
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Longueur de la sonde	23 cm
sku	1560123
Couleur	Noir
Diamètre sonde	Ch 12
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe Is
Sex	Femmes
Type d'emballage	Paquet