

## 1533158 - Texa® set à pansement 6 - stérile - 1 x 60 pcs



### Déscription

Le set de pansements 6 est stérile emballé individuellement et contient:

- 1 x pince verte 12,8 cm en polystyrène
- 1 x champ stérile 2-plis, 38 x 45 cm, 39g/m<sup>2</sup> (tissu polyéthylène 18g/m<sup>2</sup> + papier de soie 21g/m<sup>2</sup>)
- 5 compresses de gaze, 8-plis, 17 fils, 5 x 5 cm en 100 % coton

### Spécifications

<b>Marque</b>	Texa
<b>SKU leverancier</b>	500-006
<b>Contenu des sets stériles</b>	Compresses de gaze 5 x 5 cm: 5pcs, pince: 1pc, champs stéril 38 x 45 cm: 1pc
<b>Normes</b>	ISO 13485: 2016
<b>Blister</b>	3 pièces
<b>Méthode de stérilisation</b>	Oxide d'éthylène
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
<b>Type d'emballage</b>	Boîte