

**1517848 - 3M™ Micropore™ - 1,25 cm x 9,14 m - brun - 1 x 24 pcs**



## Déscription

En raison de son exceptionnelle tolérance cutanée, le sparadrapp **3M™ Micropore™** permet des changements de pansement fréquents. Il ne laisse aucun résidu collant et son retrait est indolore. **3M™ Micropore™** est poreux, perméable à la vapeur d'eau et à l'air, permet à la peau de respirer et laisse passer les radiographies. Son effet adhésif augmente avec le temps, il reste donc parfaitement en place.

## Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>Dimensions du produit</b>	L 1.2 cm, L 914 cm
<b>Composition</b>	Papier
<b>Compresse</b>	Non
<b>Perforé</b>	Non
<b>Stérile</b>	Non
<b>Couleur</b>	Brun
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Boîte