


**1543261 - Foley sondes à demeure à 2 voies - avec ballon 5 - 10 ml  
- silicone - 40 cm - Ch 12 - blanc - 1 x 10 pcs**



## Déscription

La sonde à demeure de Foley Dahlhausen avec ballon se compose d'un trépan à double lumière avec un entonnoir à cône proximal, une valve et un ballon de blocage distal. La sonde est utilisée pour le retrait contrôlé de la vessie et le drainage postopératoire et La sonde peut être utilisée aussi bien pour les hommes que pour les femmes. La taille des cathéters en CH et mm est indiquée sur les cathéters, ainsi que le volume de gonflage du ballonnet. La disposition des yeux est opposés l'un à l'autre. La sonde est exempte de latex. Ces sondes à demeure en silicone peuvent être utilisées pendant 6 semaines maximum.

## Spécifications

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Dahlhausen                   |
| <b>Stérile</b>                   | Oui                          |
| <b>Longueur de la sonde</b>      | 40 cm                        |
| <b>Composition</b>               | Silicone                     |
| <b>Sans latex</b>                | Oui                          |
| <b>Couleur</b>                   | Blanc                        |
| <b>Diamètre sonde</b>            | Ch 12                        |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDD - 93/42/EEC - Classe IIb |
| <b>Sex</b>                       | Unisex                       |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte                        |