

## 1575413 - Elmasonic Med 30 - excl. panier - 1 pc



### Déscription

Les machines Elmasonic Med sont utilisées pour le pré-nettoyage des instruments, des prothèses et des implants dans les centres médicaux et dentaires, les hôpitaux, les laboratoires dentaires, les centres de podologie, les studios de tatouage et de piercing. La combinaison d'une fréquence ultrasonique de 37 kHz et de 5 modes ultrasoniques permet d'éliminer même les contaminations les plus tenaces.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Elma Sonic
<b>Volume de la gobelet</b>	1600 ml
<b>Dimension extérieure (L X H x P)</b>	305 x 230 x 170 mm
<b>Dimensions intérieures</b>	220 x 95 x 120 mm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce