

1561382 - Tork Premium savon liquide doux - S1 - parfumé - 6 x 1 l



Déscription

Offrez à vos visiteurs un savon multi-usage, délicatement parfumé et adapté aux peaux normales à sèches. Le savon liquide doux contient des ingrédients hydratants et réparateurs et offre un lavage des mains tout en douceur. S'adapte dans les distributeurs pour savon liquide et spray Tork, certifiés faciles à utiliser et qui permettent une bonne hygiène des mains pour tous.

Spécifications

Marque	Tork
SKU leverancier	420501
Ingrédients	L'eau, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Cocoamphoacetate, Glycerin, PEG-4 Rapeseedamide, Citric Acid, Glycol Distearate, Sodium Chloride, Phenoxyethanol, Sodium Lauroyl Glutamate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Parfum, Cocamidopropyl Betaine, Benzoic Acid, Propylene Glycol, Dehydroacetic Acid, Tetrasodium Iminodisuccinate, Sodium Benzoate, Hydrogenated Palm, Glycerides Citrate, Tocopherol, CI 19140, CI 15985, Sodium Sulfate
Apparence	Savon liquide
Contenu	1 l
Couleur	Jaune clair
Niveau de qualité	Premium
Odeur	Parfum frais
Système	S1 - Système de savon liquide
Type d'emballage	Carton