


1575095 - Essential Dual - au droite avec un 1 tiroir 156 mm et 2 portes - 1270 x 570 x 1100 mm - 1 pc



Déscription

- Large plan de travail en plastique ABS
- Côte et arrière sont composés de panneaux multicouches en aluminum-polyéthylène
- Base innovante en plastique ABS
- Anti-dérapantes et avec rouilles à billes

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | France Hopital |
| Dimensions du produit | L 127 cm, H 110 cm |
| Profondeur du produit | 570 mm |
| Compartiment droit | Avec 1 tiroir et 2 portes |
| Compartiment gauche | Fermé avec porte |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |