

## 1004111 - Bandage tubulaire compressif - taille g - 12 cm x 10 m - 1 pc



### Déscription

Le bandage de soutien Bastos Viegas est facile à appliquer sur différentes parties du corps. La composition en coton, polyamide et polyuréthane assure un confort agréable. La bande de contention élastique est sans couture et convient pour la compression en rééducation, le soutien sportif, les entorses et les œdèmes.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Bastos Viegas
<b>Composition</b>	Katoen, polyamide, polyurethaan
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Taille</b>	12 cm x 10 m
<b>Type d'emballage</b>	Pièce