

1525399 - Tensiomètre manuel DS54 - 1 tuyau - brassard Flexiport taille 11 - étui - 1 pc



Déscription

Le tensiomètre DS54 est un tensiomètre robuste et résistant aux chocs grâce à la technologie DuraShock. Le tensiomètre est également résistant aux chocs et aux impacts et résiste aux chutes sans perturber l'étalonnage.

Spécifications

Marque	WelchAllyn
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres anéroïdes