

## 1102025 - Mepore® pro - stérile - 9 x 15 cm - 40 pcs



### Déscription

Le Mepore® Pro de Mölnlycke respirant est un pansement auto-adhésif qui absorbe le sang et les exsudats. Le film arrière permet de prendre une douche et protège la plaie de l'eau et de la contamination. Mepore Pro utilise un adhésif respectueux de la peau qui assure une fixation sûre et souple. Le film dorsal souple et élastique est conçu pour le confort du patient et se moule bien au corps.

### Avantages

- Protège la plaie de l'eau et de la contamination externe
- Barrière virale et bactérienne
- Film dorsal souple et élastique pour le confort du patient
- Absorbe le sang et les exsudats

## Spécifications

|                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Marque</b>                    | Mölnlycke                      |
| <b>Composition</b>               | Non-tissé                      |
| <b>Compresse</b>                 | Oui                            |
| <b>Perforé</b>                   | Non                            |
| <b>Stérile</b>                   | Oui                            |
| <b>Couleur</b>                   | Blanc                          |
| <b>Réglementation Européenne</b> | MDR - 2017/745/EU - Classe IIa |
| <b>Taille</b>                    | 9 x 15 cm                      |
| <b>Type d'emballage</b>          | Boîte                          |