

## 1103371 - Tensiomètre manuel DS55 - 1 tuyau - brassard velcro - étui - 1 pc



### Déscription

Le tensiomètre DuraShock DS55 fait partie de la gamme de tensiomètres anéroïdes manuels de Welch Allyn, dotés de la technologie DuraShock™. Ces tensiomètres sont résistants aux chocs et sans engrenage. Cette technologie offre de grands avantages par rapport aux tensiomètres traditionnels.

- Le tensiomètre est muni d'une étiquette sur laquelle le nom du centre, du service ou du médecin peut être inscrit pour faciliter son identification.
- Le tensiomètre est fourni avec un brassard à velcro Flexiport pour adultes.
- Le tensiomètre est livré avec une pochette de rangement pour protéger l'appareil.

### Spécifications

<b>Marque</b>	WelchAllyn
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de tensiomètre</b>	Tensiomètres anéroïdes