

## 1544370 - Aspirateur Aspira Plus - 1 pc



### Déscription

L'aspirateur Aspira Plus de Flaemnuova professionnel à usage médical et chirurgical dans les établissements de santé, les hôpitaux, les soins à domicile et l'aspiration pharyngée. Le porte-bouteille peut être placé à droite ou à gauche et accueille une bouteille PC graduée de 1l. Ceux-ci et les tuyaux de raccordement en silicone peuvent être stérilisés pour une hygiène optimale. Il s'adapte sur un filtre hydrophobe et antibactérien. L'extérieur est en plastique qui assure une conception durable et est léger pour le transport avec une poignée intégrée.

### Avantages

- Niveau de vide réglable
- Calme
- Le pot et le tube peuvent être stérilisés
- 20l/min
- Porte-pot

## Spécifications

<b>Marque</b>	Flaemnuova
<b>Débit d'air max.</b>	20 L/m
<b>Volume de la gobelet</b>	1000 ml
<b>Alimentation électrique</b>	Alimentation secteur
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type de conteneur</b>	Conteneur autoclavable