

## 1023470 - Alcool de désinfection 90 % - 5 litre - 1 pc



### Déscription

Un alcool désinfectant puissant contenant avec de l'éthanol dénaturé à 90% pratique de 5l qui agit rapidement après 30 secondes. Cette solution permet de désinfecter les surfaces et les instruments tels que les stéthoscopes.

*Mode d'emploi:* appliquer l'alcool désinfectant directement ou à l'aide d'une compresse stérile sur la peau ou les instruments.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Fagron
<b>Composition</b>	ethyl alcohol, l'eau
<b>Sans latex</b>	Oui
<b>Type d'emballage</b>	Pièce