

1554275 - ERIGO Pro



Déscription

La seule solution thérapeutique qui combine de manière unique la verticalisation progressive, la mobilisation des jambes et la stimulation sensorimotrice intensive par des mouvements cycliques des jambes et l'inclinaison + FES.

Fonctionnalités

1. Fonction d'inclinaison de la tête
2. Bras de repos
3. Thérapie complète via une interface intuitive
4. Verticalisation progressive jusqu'à 90%.
5. Réglage électronique de la longueur des jambes
6. Différents types de mouvements possibles
7. Retour d'information en temps réel sur le soutien passif des jambes
8. Chargement progressif
9. Electrostimulation combinée
10. Amplitude réglable de la flexion du genou et de la hanche
11. Mouvements cycliques des jambes
12. Pro Fonction d'extension de la hanche
13. Hauteur utilisable dans n'importe quelle pièce

Spécifications

Marque	Hocoma
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce