

## 1601222 - Chariot avec 3 tiroirs - 1 pc



### Déscription

Un chariot à instruments avec tiroirs et ouverture pratique pour le rangement de votre petit matériel. Le chariot a un châssis blanc et une capacité de charge de 50 kg.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Wesseling
<b>Dimensions du produit</b>	L 64 cm, H 82 cm
<b>Profondeur du produit</b>	47 cm
<b>Nombre de tiroirs</b>	3 tiroirs
<b>Type d'emballage</b>	Pièce