

1001003 - Surflo™ - aiguilles à ailettes avec guide 30 cm - 25G x 19 mm - orange - 1 x 50 pcs



Déscription

Les aiguilles à ailettes guidées Surflo™ sont destinées à introduire des fluides dans le système vasculaire après une ponction veineuse (administration intraveineuse unique ou à court terme). Ils contiennent le meilleur de la technologie d'aiguille de Terumo, permettant une pénétration douce de la peau.

Pour assurer la stabilité et l'adhérence pendant la ponction veineuse, les aiguilles Surflo™ sont équipées d'ailettes de verrouillage à code couleur (ISO). Grâce aux ailes légèrement inclinées (<math><3^\circ</math> par rapport à la canule), moins de pression est exercée sur le vaisseau sanguin lors de la ponction. Pour favoriser un débit constant, le matériau du tuyau est flexible et sans pli.

Les ensembles de perfusion les aiguilles Surflo™ Terumo avec plomb ne contiennent pas du DEPH et ne contiennent aucun composant en latex de caoutchouc naturel.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SV*25NL30
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Tubulure: polychlorure de vinyle• Embase à ailettes: polychlorure de vinyle + master batch• Canule: acier inoxydable• Adaptateur: PMMA• Bouchon d'adaptateur: polypropylène (articles NL et EL), polyéthylène (BLK)• Protection: polyéthylène
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Mécanisme de sécurité	Non
sku	1001003
Couleur	Orange
Dimensions	25G x 19 mm
Méthode de stérilisation	Oxide d'éthylène Rayonnement (E-beam)
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte