


## 1541038 - Pack batterie FRED PA-1 - batterie Lithium non-rechargeable



### Déscription

La batterie de 6 ans de Schiller est spécialement conçue pour le défibrillateur FRED PA-1. Il a une autonomie de 6 ans en veille et dispose d'une puissance suffisante pour plus de 140 chocs ou 6 heures d'utilisation continue. Li-MnO<sub>2</sub> de 2 800 mAh (15 V).

### Spécifications

<b>Marque</b>	Schiller
<b>sku</b>	1541038
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
<b>Type d'emballage</b>	Pièce