


1541038 - Pack batterie FRED PA-1 - batterie Lithium non-rechargeable



Déscription

La batterie de 6 ans de Schiller est spécialement conçue pour le défibrillateur FRED PA-1. Il a une autonomie de 6 ans en veille et dispose d'une puissance suffisante pour plus de 140 chocs ou 6 heures d'utilisation continue. Li-MnO₂ de 2 800 mAh (15 V).

Spécifications

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Marque | Schiller |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIb |
| Type d'emballage | Pièce |